




Namjena: MICROLET® lanceta jednokratni je sterilni medicinski proizvod namijenjen za uzimanje uzorka kapilarne krvi kod odraslih ljudi ili djece u svrhu mjerenja glukoze. Lanceta nije namijenjena za neonatalnu uporabu. • **Namen uporabe:** Lanceta MICROLET® je sterilni pripomoček za enkratno uporabo, namenjen jemanju vzorca kapilarne krvi pri odraslem ali pri otroku za spremljanje glukoze. Lanceta ni primerna za uporabo v neonatologiji. • **Proporučljiva uporaba:** H βελόνα MICROLET® είναι μια αποστειρωμένη συσκευή μιας χρήσης, η οποία προορίζεται για τη λήψη δείγματος τριχοειδικού αίματος από ενήλικο ή ανήλικο άτομο για παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος. Η βελόνα δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά.

Upute: / Navodila: / Οδηγίες:
 Pogledajte upute isporučene s vašim lancetom za izvođenje testiranja iz jagodice prsta te za dodatne informacije o sigurnosti i radu. • Glejte navodila, ki so priložena vaši sprožilni napravi, za izvedbo merjenja z odvzemanjem iz blazinice prsta ter za dodatne informacije o varnosti in učinkovitosti. • Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή τρυπήματος για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση στο ακροδάχτυλο, αλλά και για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας και απόδοσης.



© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava pridržana.
 • Все права защищены. • Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

90011255 Rev. 03/23

Microlet
 Lancete u boji • Barvne lancete • Χρωματιστές Βελόνες

REF 84505634

STERILE

Lanceta je sterilna dok se ne ukloni zaštitna kapica. Ne upotrebljavajte ako je oštećena ili slučajno otvorena. Uvijek odložite kao medicinski otpad. Lanceta ostane sterilna, dokler se zaščitni pokrovček ne odstrani. Ne uporabljajte, če je poškodovana ali nenamerno odprta. Vedno jo zavrzite kot medicinski odpadek. Η βελόνα παραμένει αποστειρωμένη έως ότου αφαιρεθεί το προστατευτικό καπάκι. Να μη χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοιχθεί ακούσια. Απορρίψτε πάντα ως ιατρικό απόβλητο.


Microlet
 Lancete u boji • Barvne lancete • Χρωματιστές Βελόνες

Jednostavno, nježno testiranje
 Preprost in blag odvzem
 Ευκολη, ανώδυνη διαδικασία

200 (8x25)
 Silikonom obloženih lanceta
 Lancete, prevlečene s silikonom
 Βελόνες επικαλυμμένες με σιλικόνη

HR Za uporabo s lancetarima iz obitelji MICROLET®.
 SL Uporaba z družino sprožilnih naprav MICROLET®.
 EL Για χρήση με τη σειρά συσκευών τρυπήματος MICROLET®.

Ascensia, logoja Ascensia Diabetes Care i Microlet zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
 • Ascensia, logoja Ascensia Diabetes Care in Microlet so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
 • Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care και το Microlet είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Uvozi i distribuira:
 MEDILAB ONE d.o.o.
 Hondlova 2/11
 10 000 Zagreb
 Republika Hrvatska
 Tel. +385 1 2356 730
 Besplatni tel. 0800 600 900
 Faks: +385 1 2358 001
 diabetes@medilabOne.com
 www.medilabOne.com

Uvažava in distribuira:
 Zaloker & Zaloker d.o.o.
 Kajuhova ulica 9
 1000 Ljubljana
 Slovenija
 Tel.: 01 542 51 11
 info@zaloker-zaloker.si
 Εισαγωγή και διανομή από:
 Ascensia Diabetes Care Ελλάς
 Μονοπρόσωπη ΑΕ
 Λεωφ. Βουλιαγμένης 114
 166 74 – Γλυφάδα
 Αττική, Ελλάδα
 +30 214 1000 900 (Κεντρικός)
 +30 214 1000 999 (Εξυπηρέτηση Πελατών)
 diabetescare.gr@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.com
 Προϊνόμενο ή Ρυθιστικό. • Το βελόνα για Ρυθιστικό. • Κατασκευάζεται στην Πολωνία.
 Ако се tijekom uporabe otkor proizvoda ili kao posljedica njegove uporabe dogodi ozbiljan štetni događaj, prijavite ga proizvođaču ili ovlaštenom predstavniku i nadležnom nacionalnom tijelu. • Če je med uporabo tega pripomočka ali kot posledica njegove uporabe prišlo do resnega zapleta, to prijavite proizvajalcu in/ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku ter svojemu nacionalnemu organu. • Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης της εν λόγω συσκευής ή ως συνέπεια της χρήσης της, θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην εθνική σας αρχή.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merian-Strasse 90
 4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
 Via Varesina, 162
 20156 Milano, Italy

MD i I

0°C 40°C

CE 2797